

- Универсальная и запатентованная веерообразная манжета OMRON позволяет учитывать форму руки и добиться равномерного распределения давления на всем участке артерии, находящейся под манжетой, обеспечивая максимально точное и безболезненное измерение.
- Манжета изготовлена из прочного, износостойкого материала, который можно обрабатывать изопропиловым и этиловым спиртом.
- Универсальный размер манжеты (22 – 42 см) подходит большинству пользователей, а удлиненная форма язычка манжеты позволяет комфортно надевать ее на руку, в том числе, поверх тонкой одежды.
- Безлатексная манжета подходит даже самым чувствительным пациентам, реагирующим на факторы внешней среды.



* Входит в комплект автоматических измерителей артериального давления и частоты пульса:
OMRON M3 Evart (HEM-7132-A1) RU D3H 2015/3210 от 16.10.2015 г.